

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Двухканальный массажер-миостимулятор Elvion



СОДЕРЖАНИЕ

1. Об устройстве	3
2. Использование	3
3. Хранение и обслуживание	4

1. Об устройстве



- | | |
|---|--|
| 1. Вкл./Выкл; | 12. Талия; |
| 2. Переключатель интенсивности (Канал 1); | 13. Ноги; |
| 3. Рука; | 14. Время (-); |
| 4. Похудение; | 15. Время (+); |
| 5. Фитнес; | 16. Плечо; |
| 6. Стул; | 17. Переключатель интенсивности (Канал 2); |
| 7. Суставы; | 18. Массажные тапочки; |
| 8. Нажатие; | 19. Электроды; |
| 9. Разминание; | 20. Двойной электродный провод; |
| 10. Вибрация; | 21. Питание. |
| 11. Постукивание; | |



2. Использование

- Откройте отсек для батареек, вставьте четыре батарейки по 1,5 В и закройте отсек. (Также можно использовать адаптер питания на 5 В.)
- Прикрепите электроды к соответствующим частям тела, которые необходимо массировать, затем правильно подключите провод к электродам.
- Включите устройство с помощью кнопки питания. На экране отобразится схема режима работы согласно руководству. Вы можете выбрать различные режимы терапии (нажатие, разминание, вибрация и постукивание) по личным предпочтениям.
- Скорость и интенсивность терапии можно гибко настраивать — используйте регулятор интенсивности на основном устройстве, чтобы увеличить или уменьшить силу воздействия.
- Также можно нажать кнопки «РУКА», «СУСТАВ», «СТОПА», «ПЛЕЧО», «ТАЛИЯ» и «НОГА» для выбора зоны терапии.
- Стандартное время работы устройства — 30 минут. Оно автоматически выключается по истечении этого времени. Также имеется функция самопроверки: если электроды будут сняты с кожи, устройство автоматически отключится через 5 секунд.
- Аппарат можно использовать для массажа стоп, подключив провод к электродам и надев специальные массажные тапочки.

- Двухканальная система позволяет использовать устройство одновременно двум людям, при этом интенсивность и время можно настраивать отдельно.
- При завершении сеанса сначала выключите устройство с помощью кнопки питания, затем при необходимости сбросьте настройки, чтобы использовать аппарат снова.
- Никогда не используйте прибор вместе со следующими медицинскими устройствами: регулятором пульса, искусственным кардиостимулятором и электрокардиографом.
- Не размещайте электроды на предсердечной области, на сонной артерии и в области талии беременной женщины.
- Людям с серьезными заболеваниями следует проконсультироваться с врачом перед использованием устройства.
- Запрещается разбирать, ремонтировать самостоятельно или модифицировать устройство.
- Не прикасайтесь к электродам металлическими предметами, такими как часы, цепочки и т.п., когда устройство работает.
- Не используйте устройство, если чувствуете дискомфорт или появляются раздражения на коже.
- Не используйте устройство во влажных условиях, например, в ванной.

3. Хранение и обслуживание

- Для очистки устройства используйте влажную ткань или нейтральное чистящее средство. Не применяйте летучие жидкости, такие как бензол, растворитель или бензин;
- Храните устройство вдали от магнитных полей;
- Держите устройство подальше от огня, источников тепла и воды. Не оставляйте его под прямыми солнечными лучами в течение длительного времени;
- Если устройство не используется, извлеките батарейки.

- Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код, приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр
Контакт: WhatsApp



Приятного использования!